

„ Wir versorgen die kleinen Füße

OT-KIEL

KINDEREINLAGEN *by ot-kiel*

# OT-KIEL



## KINDEREINLAGEN *by ot-kiel*

Kinderfüße brauchen besondere Aufmerksamkeit, denn durch das Wachstum des Kindes ändern sich die Anforderungen an die Einlagen ständig. Darüber hinaus spielt die Art der Einlage eine bedeutende Rolle – je nachdem, welche Beschwerden vorliegen. Wir von OT-Kiel verwenden **VERSCHIEDENE EINLAGENTYPEN**, um Fußfehlstellungen zu korrigieren, Fehlentwicklungen des Fußes zu vermeiden oder Gangbildstörungen zu minimieren.

- SCHALENEINLAGEN
- SENSOMOTORISCHE EINLAGEN
- INDIVIDUELLE SONDEREINLAGEN



## ” SCHALENEINLAGEN

Die korrigierende Schaleneinlage wird bei Kindern und Jugendlichen verwendet, um Fußfehlstellungen zu korrigieren und Fehlentwicklungen des Fußes zu vermeiden. Sie sollen den wachsenden Fuß in physiologische Form und Funktion führen, sowie postoperative Korrekturergebnisse sichern.




### INDIKATIONEN

- Knick-Senk-Fuß
- Knick-Senk-Spreiz-Fuß

## ” **SENSOMOTORISCHE EINLAGEN**

Sensomotorische Einlagen, auch propriozeptive oder afferenzstimulierende Einlagen genannt, zielen in ihrer Therapie darauf ab, durch eine spezielle Oberflächenmodulation die Eingangsreize (Afferenzen) in das sensomotorische System gezielt zu verändern, um so eine verbesserte muskuläre Ansteuerung zu erzeugen.



*Minimierung funktioneller Beschwerden und Gangbildstörungen durch veränderte neuro-muskuläre Signale*

### INDIKATIONEN

- **Idiopathischer oder neurologischer Spitzfuß**
- **Gangbildstörungen durch Infantile Cerebralparese, Apoplex, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, u.ä.**
- **Rotationsfehlstellungen der Füße und Beine, die in der Bewegung zu unphysiologischen Muskel- und Gelenkbelastungen führen**

## „ SONDEREINLAGEN INDIVIDUELL

### INDIKATIONEN

- **Ausgeprägter Knick-Plattfuß**
- **Ausgeprägter Sichelfuß**
- **Klumpfuß nach Abschluss des Wachstums, auch postoperativ**
- **Sonstige schwere, kontrakte Fußfehlformen**

Kann das Therapieziel aufgrund von außergewöhnlich ausgeprägten Krankheitsbildern und Fußdeformitäten nicht durch unsere Standardversorgungen erreicht werden, kommen unsere individuell angefertigten Sondereinlagen zur Anwendung.



# OT-KIEL



*Bei Fragen einfach  
anrufen oder vor-  
beikommen.*

## Hauptstandort

Niemannsweg 2 | 24105 Kiel

T 0431.57093-00

## Feldstraße

Feldstraße 26 | 24105 Kiel

T 0431.530070-70

## Ostufer

Schönberger Str. 98 | 24148 Kiel

T 0431.72098-0

E [info@ot-kiel.de](mailto:info@ot-kiel.de) | [www.ot-kiel.de](http://www.ot-kiel.de)

